

HD 中の患者

以前に AMI で #1 にステント留置されている。今回はステント末梢の 90% 狭窄 (new lesion) をみとめた。

HD 患者のため、石灰化が強くローター予定だが、delivery できず、size down し debulking を行った。しかし、debulking 後も Cypher が病変を通過せず、POBA 行い、サイズアップ。しかし cypher は通過せず、5in6 にて通過しデリバリーできた。

他によい方法はあったのか。

Rota の使えない施設ではどうすべきか。

HD 患者で石灰化の強い病変であり、debulking なしの PCI は困難。

BMS では restenosis も考えられるため、やはり何らかの方法で DES を入れたのは正しかったのでは。

など、話し合いました。